

FICHA TÉCNICA DE MEDIDAS

Nome do Usuário: G L D


Diagnóstico/Quadro clínico: Paralisia cerebral

Idade:31

Peso: 65

Altura:1,69 cm

Data: 24/02/2023



...

MEDIDAS

A – ASSENTO À OCCIPTAL : 102 cm

B – LARGURA DO QUADRIL:40 cm

C – PROFUNDIDADE DE ASSENTO:45 cm

D – PÉ AO JOELHO: 41 cm

E – TAMANHO DO PÉ: 25 cm

F – ASSENTO AO OMBRO: 84 cm

G – LARGURA DOS OMBROS: 49 cm

Hesq. – ASSENTO À AXILA ESQUERDA: 70 cm

Hdir. – ASSENTO À AXILA DIREITA:72 cm

I – LARGURA DO TRONCO: 37 cm

J – DISTÂNCIA COTOVELO ATÉ A EXTREMIDADE DISTAL DA MÃO: 52 cm

L – LARGURA DA CABEÇA: 17 cm

M – ALTURA DO APOIO DE BRAÇO: 39 cm

FUNCIONALIDADE: DEPENDENTE SEMI DEPENDENTE INDEPENDENTE

COMPROMETIMENTO MOTOR:

HEMIPLEGIA DIPLEGIA PARAPLEGIA TETRAPLEGIA

TONUS MUSCULAR:

<input type="checkbox"/> DISTONIA	<input type="checkbox"/> MEMBROS SUPERIORES	<input type="checkbox"/> MEMBROS INFERIORES
<input checked="" type="checkbox"/> HIPERTONIA	<input checked="" type="checkbox"/> MEMBROS SUPERIORES	<input checked="" type="checkbox"/> MEMBROS INFERIORES
<input type="checkbox"/> HIPOTONIA	<input type="checkbox"/> MEMBROS SUPERIORES	<input type="checkbox"/> MEMBROS INFERIORES
<input type="checkbox"/> ATETOSE		

COMPROMETIMENTO DE ESTRUTURAS OSTEO-ARTICULARES:

HIPERLORDOSE ESCOLIOSE, HIPERCIFOSE torácica SUB-LUXAÇÃO QUADRIL
 LUXAÇÃO QUADRIL

CONTROLE CERVICAL: COMPLETO INCOMPLETO

CONTROLE DE TRONCO: COMPLETO INCOMPLETO

PACIENTE IRÀ TOCAR A CADEIRA SIM NÃO

OBSERVAÇÕES:

PACIENTE FAZ USO DE SONDA PARA ALIMENTAÇÃO CASO TIIVER COMO ADAPTAR UM SUPORTE PARA SORO/ALIMENTAÇÃO.

Sugiro o Modelo e marca de cadeira/acessórios referência e ou qualidade similar e ou superior:

POSTURAL ADV ALUMINIO RECLINÁVEL – MARCA ORTOBRAS

**ACESSÓRIOS: SUPORTE PARA SORO, COM MESA DE ATIVIDADE, APOIO DE PÉS ELEVÁVEIS E CINTO PONTEIRA.
COR PRETA, AZUL OU GRAFITE.**

LARGURA DO ASSENTO: 44CM

PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM

ALTURA DO ENCOSTO: 60 CM